



ใบคำขอส่งตรวจโรคติดเชื้อ Rickettsia โดยวิธี IFA

โดยห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189: 2012, ISO 15190: 2003

แผนกพยาธิวิทยา กองวิจัย

(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกรายการ)

ชื่อผู้ป่วย _____ เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง อายุ _____ ปี _____ เดือน
เลขที่ทั่วไป _____ วันที่เก็บตัวอย่าง _____
แพทย์ผู้ส่ง _____

ชนิดของสิ่งส่งตรวจ

☐ Clotted Blood ☐ Serum ☐ CSF ☐ อื่น ๆ _____

ส่งตรวจ Rickettsia ด้วยวิธี IFA (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

- ☐ Scrub typhus (IgM และ IgG)
☐ Murine typhus (IgM และ IgG)
☐ Tick typhus (IgM และ IgG)

ค่าส่งตรวจ	ค่าส่งตรวจ	1 รายการ	500 บาท
	ค่าส่งตรวจ	2 รายการ	600 บาท
	ค่าส่งตรวจ	3 รายการ	700 บาท

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ส่งสิ่งส่งตรวจ _____
โทรศัพท์ _____ สถานที่ติดต่อ _____

วิธีเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ สำหรับตรวจ Rickettsia antibodies (IgM และ IgG)

1. Clotted Blood (เลือด)

วิธีเก็บ: เจาะเลือด 10 ซีซี ใส่ในหลอดทดลองฝาปิดสีแดงปิดฝา พร้อมระบุชื่อและวันที่เก็บให้ชัดเจนที่ข้างหลอด และ นำส่งที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยทหาร

2. Serum (น้ำเหลือง)

วิธีเก็บ: เจาะเลือด 10 ซีซี ใส่ในหลอดทดลองตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 10 นาที ปั่นแยกน้ำเหลืองที่ความเร็ว 3,000 รอบ/นาที นาน 5 นาที เก็บแยกน้ำเหลืองใส่หลอดทดลอง ปิดฝาพร้อมระบุชื่อและวันที่เก็บให้ชัดเจนที่ข้างหลอด และ นำส่งที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยทหาร

หมายเหตุ - ถ้าไม่สามารถนำส่งได้ทันเวลาภายใน 24 ชั่วโมงให้เก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

- ชำระเงินค่าตรวจ ณ ห้องจัดเก็บเงินรายได้ และส่งสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อโรคเขตร้อนศึกษาปฏิบัติการวิจัยทางการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 1 กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยทหาร ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.
- เพื่อยืนยันผลการตรวจ ควรส่งเลือดหรือ Serum ครั้งที่ 2 ระยะห่าง 5-10 วัน (Second serum)
- ประกันเวลาดำเนินการ (Turnaround time (TAT): 3 วันทำการ)